

Prélèvement stérile d'un échantillon de lait

1. Mettre des gants à usage unique



2. Procéder à la traite des 3 premiers jets dans un récipient prévu à cet effet



3. Nettoyer la pointe du trayon avec une lingette imprégnée d'alcool



4. Tenir l'éprouvette de biais par rapport au pis



5. Procéder au prélèvement de l'échantillon sans que l'ouverture de l'éprouvette entre en contact avec le trayon ou avec les mains



6. Envoyer l'échantillon réfrigéré (sans Bronopol)