

## Milchsorten testen



### Aufgabe

Erkennst du die verschiedenen Milchsorten im Test?  
 Teste deine Nase und deinen Geschmackssinn.

### Material

- Vollmilch (pasteurisiert)
- Milch-Drink (teilentrahmte Milch)
- Magermilch
- UHT-Vollmilch
- 4 Becher
- 4 Karten
- Stifte
- Becher mit Wasser zum Neutralisieren, nach Belieben



### Anleitung

- 1 Nummeriere vier Becher auf dem Boden und fülle jeweils in einen Becher etwas Milch einer Milchsorte.
- 2 Beschrifte vier gefaltete Karten mit der entsprechenden Milchsortenbezeichnung.
- 3 Schreibe die Nummern der dazugehörigen Becher auf die Innenseite der Karten.
- 4 Tausche die Reihenfolge der Becher aus.
- 5 Teste nun die Milch und stelle die richtigen Kärtchen dazu. Durch den Vergleich der Nummern (Becherboden/Innenseite Klappkärtchen) kannst du überprüfen, ob du die Milchsorten richtig erkannt hast.

	Vollmilch	Milch-Drink	Magermilch	UHT-Milch
habe ich erkannt				
habe ich nicht erkannt				
schmeckt mir				



### Hinweis

Dieselbe Übung mit verschiedenen Milchprodukten durchführen: Jogurt nature, Magerquark, Halbfettquark, Rahmquark, Crème fraîche, saurer Halbrahm.